

Parodontoloogiline patsient

Esimene Sonicare'i tellimus
tehti 1992. aastal Ameerika
Parodontoloogia Akadeemia
poolt.

Survesensor
Kohandatav intensiivsus
Hapnikuga rikastamine



Philips Sonicare
FlexCare Platinum
Connected

Philips Sonicare
ProtectiveClean Gum
Health

Philips Sonicare
AirFloss Ultra

Gingiviit



Põletikuliste, turses ja tundlike igemete puhul on parimaks valikuks pehmete harjastega **Optimal Gum Care** harjapea.



Ortodontiliste anomaaliatega patsientidele on pärast tundlikkuse kadu soovitatav **InterCare Mini** harjapea.



Kui tundlikkus kaob, kasutada **ProResults Standard** harjapead.



AirFloss Ultra on hea täiendav vahend põletikuliste igemete korral – kasutada antibakteriaalset suuloputusvedelikku.



Optimal Gum Care



ProResults Standard



InterCare Mini



AirFloss Ultra otsik

Paljastunud juured



Kui parodontoloogiline haigus on kaugele arenenud ning paljastunud on ka hambajuured, on sobivaim harjapea **Premium Plaque Defense** harjaste laia liikumisulatuset tõttu.



InterCare Standard harjapea pikimad harjased sobivad kõige paremini suurenenud interdentaalruumi puhastamiseks.



Premium Plaque Defense



Premium Gum Care



InterCare Standard



Sensitive Standard



AirFloss Ultra otsik

Ebasobiv valik oleks **Sensitive Mini** harjapea. Patsient kulutaks harjamisele palju aega ja energiat, saavutamata parimat võimalikku tulemust.

Igemetaskud



Dünaamiline vedeliku liikumine viib hapnikku igemetaskutesse ja hammaste vahele, kus anaeroobid pesitsevad. Regulaarne massaaž parandab igemete verevarustust.

Nõuanded



Soovitav on harjapead igapäevaselt desinfitseerida.



Ära sihi **AirFloss Ultra**ga otse igemetaskusse.



Soovitame parodondi haiguse korral pikemat harjamisaega (4-6 minutit).